

SureStep™

el sistema estabilizando dinámico

Hemos ido un paso más allá...

...nosotros tenemos

SureStep es un concepto revolucionario en controlar la pronación del pie y tobillo en los niños con tono bajo del pie. La avanzada, tecnología patentada del funcionamiento de SureStep es mejorar las ferulas tradicionales para combatir la inestabilidad del medio/lateral. El concepto de SureStep fue creado por Bernie Veldman, BOC especialista en la Ortopedia pediastra.

“Como un ortopedista y padre de un niño con el tono del músculo bajo, yo fui determindo a proveer el mejor tratamiento ortopedico para mi hijo Kevin. Cuando Kevin era más joven, fabriqué una variedad de ferulas ortopedicas para su pronacion severa de sus pies. Algunas de ellas restringian en actividades como saltar, hacian que sus piernas se cansaran y le dolieran, algunas otras le causaban ampollas y areas callozas; algunas otras simplemente reducian su velocidad. Frustrado por las limitaciones funcionales creadas por las ferulas tradicionales hechas de plastico rígido. asi que decidi crear una ferula mas libiana y flexible que permitiera y alentara al desarrollo normal del andar del niño sin la funcion decreciente.”

La Pronacion no necesita limitar a su niño

SureStep es diseñado específico para niños con bajo tono del musculo del pie que:

- muestran moderado pronacion severa cuando esta de pie o caminando.
- muestran inestabilidad general al estar de pie o al cruzarlos.
- tienen desarrollo retrasado y estan tarde en aprender a caminar alrededor de los muebles.
- está bajo 85 libras de peso.

Una mejor eficacia

Los niños con pronacion gastan una gran cantidad de energia a traves de sus pies, piernas y cuerpo superior en un esfuerzo a los desequilibrios, causados por la pronacion relacionada a la inestabilidad. Cuando se calza, el sistema de SureStep ayunda a estabilizar el pie y tobillo, que reducen la necesidad por el exceso de compensación de equilibrio. La energia que era gastada para mantener el balance ahora puede ser redireccionada equitativamente.

Incremento en estabilidad

Mientras hay muchos tipos diferentes de ferulas que intentan corregir la pronacion del tono bajo del pie, sólo el sistema de SureStep es el único, patentado principio de comprimir el pie en la alineación neutra, el plastico delgado y flexible permite distribuir la presion uniformemente alrededor del pie mientras crea un tipo de condensación hidrostática dentro de las paredes del SureStep. Este es un concepto verdaderamente dinamico que permite al pie y tobillo un movimiento mas natural, mientras mantiene la alineacion apropiada cuando esta de pie, caminando o corriendo.

Una alineacion apropiada

La pronacion excesiva pone inadecuada tension a las rodillas y caderas modificando la alineacion de las extremidades bajas. Esta puede ser a menudo la fuente de endurecimiento disminuida y las “piernas cansadas” que los niños con pronacion se quejan con frecuencia. El sistema de SureStep ayuda a estabilizar al pie y tobillo a volver a revivir la tension de las rodillas y las juntas de las caderas.

Debido a las unicas y patentadas lineas de corte de SureStep, las actividades fisicas son mas accesibles para su niño. ¡En cuclillas, saltando, y corriendo hacen el tiempo de recreacion mas divertido!

El Desarrollo más Natural de Reacciones de Equilibrio

Las ferulas rigidas tradicionales crean una barrera dificil entre el pie y el suelo. esta barrera reduce la habilidad de receptores de las juntas a una funcion normal, y a su vez, inhibe el desarrollo natural de reacciones de muchos medicos y terapeutas fisicos para recomendar estos para los niños con tono del musculo bajo. Las unicas propiedades termoplasticas usadas para la fabricacion del sistema de SureStep, es que permite al pie moverse naturalmente sin restringir los movimientos intrinsecos. Esto facilita el desarrollo de las reacciones de equilibrio y musculatura intrinseca del pie.

Me encanta vestir estos modelos

Nuestro colorido, diseños facinantes pueden hacer al SureStep mas divertido de calzarlos; ¡a niños y a padres les encantan! Los padres aprecian el hecho que SureStep pueden calzarse con zapatos y calcetines regulares. ¡Sin requerir zapatos especiales!

SureStep™

el sistema estabilizando dinámico

Llame al numero sin costo al:

1-877-462-0711

www.SureStep.net

¡SureStep puede ser el perfecto para su niño!

